

가 . 10 가 가 가

(1) (6) 가

가 , 가 가

가 가 ,

(7)

(2) 가

가 , 가 , 가

(8)

(3) (vacuum grease)

가 (가) (9)

(4) 가 가

가 (10)

(5)

가 가

),

4)

3)

가

80

(1)

Globuline

(가)

2 가

가

가

()

, Globuline

(1)

0.4% 0.5%

stachyose raffinose

(CO 2)

40 ~80

8-61Mpa

Globuline

Globuline

가

(2)

1~1.5% 가

가

0.1~0.5%

가 가

가

가 가

X

(2)

가

(3)

(6) 가

2 9 12 3 . 가 가 80

0.05~0.3%

가 “ ”

가 가

40%

가가 30 USD/3.75g

(4) 가 1 가 2 가

5 가 가

가 80 가

(5) E 가 3 가

가 0.11%

E E

가 가 가 , ferrin, sterol 가

가

(2)

가

가

가

1~2

가

가

(3)

가 ,

가 ,

가 ,

(

),

가

(4)

가 ,

1997

10%

가

5)

가

(5)

가(,)

가

가

(1)

가

(6)

가

가

가

7~10%

(7)

가

가

(3)

가

6) 가

가

가

(4)

가

가가

가

(1)

(5)

가

80

가

1.3~2.63

가

5~200 μm

가

(6)

가

(2) (膜)

가 30Hz

30MHz

0.001~1m

가 , 가 , 가 가 , 가 가 가 가

가 2)

3. 가 21 가

가 가 가 "15"

가 (1) 가가

WTO 가

2

1) 가 가

85% 가 가 (2)

가

가

가

4)

< : 2001.9.3 ~ 9.7,

“The International Seminar of Soybean Processing Technology”

가

가

(가

) 가

>